


**BenCorpp**<sup>®</sup>  
Improving patients' life

**Why people need  
MorbideX<sup>®</sup>  
protective  
cushion?**



**Patients with “chronic diseases”  
and “long-term care” often need to  
wear simple oxygen masks to  
assist in breathing**

**Long-term use may  
cause pressure sores and  
skin breakdown on the  
patient's face**







---

# **MorbideX<sup>®</sup>**


**helps to prevent skin  
breakdown and facial sores,  
improves overall comfort  
and reduce mask leaks**



**MorbideX<sup>®</sup> allows a greater degree of cushioning, which targets the bridge of the patient's nose and cheekbone, the most problematic areas**



**Not used**



**Used**



**By using MorbideX<sup>®</sup> Protective cushion, the pressure is evenly distributed, and it can absorb 98% of the pressure injuries caused by the equipment**



**MorbideX<sup>®</sup> is made from a polymer gel, the mask liner moisturizes your face by gradually and constantly diffusing small amounts of high-grade mineral oil onto your skin**



**Hypoallergenic and latex-free**



**Fully washable**




**A single pad will last for 30 days**



**Dry it naturally in the shade**


**Available in two sizes:**



**Adult**



**Pediatric**



# MorbideX®

# MorbideX®



## Protective cushion - Adult/Pediatric

MorbideX® nasal pad is a soft mask liner. We developed MorbideX® to help patients with skin sensitivity and seal issues when wearing a mask. MorbideX® reduces skin breakdown and facial sores, improves overall comfort, and reduce mask leaks. MorbideX® has a revolutionary design that allows a greater degree of cushioning, which targets the bridge of the patient' nose and cheekbone, predominantly the most problematic areas. MorbideX® unique design replicates shock absorbers, hence creates comfort for BIPAP and CPAP full-face mask users.

Hypoallergenic and latex-free: made from a polymer gel, the mask liner moisturizes your face by gradually and constantly diffusing small amounts of high-grade mineral oil onto your skin.

Fully washable MorbideX® is available in two sizes: adult and pediatric.

A single pad will last for approximately 30 days.

## Cuscinetto protettivo - Adulto/Pediatrico

Il cuscinetto nasale MorbideX® è un morbido rivestimento per maschere BIPAP e CPAP.

Alcune persone hanno problemi di sensibilità cutanea e di tenuta quando indossano la maschera, quindi abbiamo sviluppato MorbideX® per aiutarle.

MorbideX® aiuta a ridurre la rottura della pelle e le piaghe facciali, migliora il comfort generale e riduce le fughe dalla maschera.

MorbideX® ha un design rivoluzionario che consente un maggior grado di ammortizzazione, mirato al ponte del naso e agli zigomi dei pazienti, che sono prevalentemente le aree più problematiche.

Il design unico di MorbideX® garantisce comfort a chi indossa maschere "full face" BIPAP e CPAP.

Ipoallergenico e privo di lattice: composto da un gel polimerico, il cuscinetto protettivo idrata il viso diffondendo gradualmente e costantemente piccole quantità di olio minerale di alta qualità sulla pelle.

Completamente lavabile e disponibile in due misure: adulto e pediatrico.

Un singolo cuscinetto dura circa 30 giorni.



	Code Codice	Units per Case Pezzi per scatola
ADULT ADULTO	MBX-01	30
PEDIATRIC PEDIATRICO	MBX-02	30

## Protective cushion - Adult/Pediatric

## Cuscinetto protettivo - Adulto/Pediatrico

**BenCorpp®**  
Improving patients' life

BenCorpp Srl  
IT - 41037 Mirandola (MO)  
+39 335 7428087  
info@bencorpp.com  
bencorpp.com

**BenCorpp®**  
Improving patients' life

CE

Rev. 01 - 11.2022

**BenCorpp®**  
Improving patients' life